



Progeo

Mototronik

Mototronik est un dispositif électrique à traction avant qui permet de transformer un fauteuil roulant en un véhicule agile et dynamique en quelques secondes. Il offre une expérience de conduite unique pour vous permettre d'aller plus loin et plus longtemps.

permobil

Châssis principal

La solution compacte Mototronik offre une indépendance à l'utilisateur.

Disponible en deux versions :

- Roue de 12 pouces avec moteur standard, adaptée à la conduite urbaine
- Roue de 14 pouces avec moteur haute puissance, adaptée aux terrains difficiles et à une conduite plus douce

Autonomie standard de 25 km, extensible jusqu'à 50 km par une mise à niveau vers une batterie plus grande.

Voir et être vu grâce au réglage de l'éclairage LED.

Béquille amovible.



Guidon standard

Pour une utilisation intuitive du Mototronik

Levier d'accélérateur

Frein à disque, Frein électronique

Cloche, Affichage couleur

Pulsant pour sens de marche et cruise control adaptatif

Pulsant pour SwitchControl, sélection et paramètres de vitesse



Guidon tétraplégique

Utilisation intuitive du Mototronik pour main à dextérité réduite.

Levier d'accélérateur avec le système Push&Pull

Frein à disque, Frein électronique

Cloche, Affichage couleur

Pulsant pour sens de marche et cruise control adaptatif

Pulsant pour SwitchControl, sélection et paramètres de vitesse



Fonctions électriques

Frein électronique EBS avec manette de commande – Frein

moteur - Cruise control adaptatif

Maintien de la même vitesse en montée et en descente

Récupération d'énergie en freinage

Ecran d'affichage

Niveau de vitesse et de marche arrière

État et signal de charge de la batterie

Distance parcourue partielle et totale

Allumage du feu avant

Activation du port USB

Puissance fournie



Paramètres d'affichage

10 niveaux d'intensité des freins électriques

10 niveaux d'accélération

10 niveaux d'intensité des freins moteur

Vitesse de marche arrière

Vitesse maximum (dans les limites légales)

Réinitialisation partielle de la distance parcourue

Km/h ou MPH



Fixation au fauteuil roulant

Système de fixation amovible

Verrouillage avec leviers sur les serrages du châssis

Fixations de serrage compatibles avec la plupart des fauteuils roulants sur le marché



Procédure de montage

En quelques secondes et C'EST PARTI !



Procédure de démontage

Libération du bloc moteur solidaire de l'arceau de fixation.



